

KaVo ESTETICA® E50 Life

Mitt liv. Mitt arbeid
Min stil.



KaVo. Dental Excellence.

Dette er min livsstil og dette er hvordan jeg vil jobbe.

Din livsstil bærer signaturen din, viderefør dette i praksisen. Med egne begreper, preferanser og forventninger. Fokuserer på de områdene som er viktige for deg, og få støtte fra en høykvalitets behandlingsenhet som støtter dine arbeidsprosedyrer optimalt.

KaVo ESTETICA E50 Life. Enkel å bruke.
Enkel å oppgradere. Rett og slett pålitelig.

Så begynn å leve!





Tannlegens del av KaVo ESTETICA E50 Life er tilgjengelig med pisker (S) eller hengende (T) versjon.

Alle nyheter på en gang:

Den nye pasientstolen.

Merkbar ny. Merkbart mild.

- 1 Strømlinjeformet stoldesign
- 2 Optimalisert formet og mykt stoltrekk
- 3 Nye farger, Konjakk og Marsala rød
- 4 Alle deler lakkert i moderne tannlegehvitt
- 5 Ny maks pasientvekt opp til 185 kg
- 6 Integrert Trendelenburg bevegelse for pasientkomfort
- 7 Enda lavere- og høyere stol posisjoner

Pasientkommunikasjon.

Klar til bruk.

- 8 KaVo ERGOcam One, intraoralt kamera som er enkelt å bruke
- 9 Nye høyoppløste skjermer: KaVo HD skjerm, 19 "og 22"

CONEXIO systemprogramvare.

Søk mindre. Finn mer.

- 10 Du kan kontrollere pasientkommunikasjonen fra bryggen*
- 11 Forberedt installasjon for KaVo ERGOcam One, KaVo DIAGNOcam 2170 U og Leica dental mikroskop M320
- 12 Plug & Play for nye enhetskoblinger
- 13 Automatisk sikkerhetskopiering av data
- 14 Enkel kontroll via bryggen (begrenset) og KaVo fotkontroll (for KaVo ERGOcam One og KaVo DIAGNOcam 2170 U)

* med forbehold om integrasjonsmuligheter



KaVo. Dental Excellence.

Så bare start å leve!

Arbeid intuitivt, fra begynnelsen.

Så bare kom i gang! Du finner alle funksjoner der du forventer det på KaVos behandlingsenhet. Direktetaster uten dobbel tildeling veileder deg intuitivt til målet ditt - ingen tidkrevende tilvenning eller slitsom søking etter funksjoner under behandling. En kombinasjon av tydelig utformet skjerm og utprøvd og testet KaVo fargevalg, vil du raskt finne veien. Dette vil garantere en jevn arbeidsflyt og en mer effektiv behandlingstid.

Alltid på din side.

Du er alltid i stand til å flytte posisjon på bryggen din ditt det er mest praktisk. Du vil ha alt innen rekkevidde og under kontroll, enten du sitter eller står, jobber alene eller med en tannhelsesekretær. Pisk (S) eller hengende (T) versjon er tilgjengelig. Ditt valg, din komfort.

Livet er fullt av forandringer.

Derfor vil fleksibilitet være av stadig økende betydning. Hvis fokuset på dine behandlinger endres over tid, er endringer enkelt å implementere på ethvert tidspunkt i fremtiden, slik som f.eks. utvidelse fra fem til seks instrument eller installasjon av Endo funksjoner.





Enten du velger å ha 5 eller 6 instrumenter, få hver posisjon tilpasset dine særskilte behov - eller du kan enkelt oppgradere senere fra 5 til 6 instrumenter.



Rask og enkel betjening takket være intuitivt touch display. Bare ta ut et instrument og se all viktig informasjon med et enkelt blikk.



Bruk MEMOdent for raskt og pålitelig å hente lagrede parametere for hvert instrument (det er 3 programnivåer for opptil 6 tannleger)



KaVo. Dental Excellence.

Et sted å føle seg bra.

En grunn til å smile.

Skaff deg en hyggelig atmosfære fra starten av med de nye feel-good fargene Marsala Rødt og Cognac. Den nye slanke formen på pasientenstolen forteller mye om din design-standard.



Ren avslapning.


Dersom pasienten føler seg komfortabel i stolen, har de en tendens til å bevege seg mye mindre. Den nyutviklede myke og ergonomiske utformingen av polstringen gir et signifikant bidrag til dette. Dette gjør at du kan jobbe mye mer effektivt og ha fullt fokus på behandlingen.

Bra for deg. Bra for dine pasienter.


Ifølge indikasjon eller størrelsen på pasienten, vil den fleksible og roterbare puten på den dobbelt-artikulerende nakkestøtten tillate deg å finne riktig posisjon for pasientens hvile, slik at du kan arbeide effektivt.



Bare behagelig: dobbelt-artikulerende nakkestøtte kan betjenes med bare én hånd, og har en dreibar hodepute.



Progressiv ryggstøtte: riktig arbeidsstilling og optimal tilgang for tannlegen.



350 mm

830 mm

Forbli helt avslappet.

Forebygg ubehagelig press på ryggen til dine pasienter mens du etterjusterer sittestillingen. Trendelenburg-bevegelsen bidrar til en forsiktig vinkel kompensasjoner.



På grunn av Trendelenburg-bevegelsen, vipper fothvileren automatisk og korresponderende med ryggen.

Ideell for alle ønsker, med forbedret høyeste og laveste stilling samt høyere maksimal pasientvekt.




KaVo. Dental Excellence.


Skreddersydd til din komfort fra topp til tå.

Hver bevegelse er garantert.


Nyt følelsen av enda mer avslappet arbeid med ideelle gripemønstre. Den generøse bevegelsesradiusen og piskens design gjør at du kan arbeide helt fritt. Det intelligente instrumentbrettet kan monteres på høyre eller venstre side av bryggen. Brettet kan flyttes horisontalt. Unn deg den optimale støtte for alle typer behandlinger.



Optimal ergonomi i instrumentpisk-versjonen på grunn av lav 45 cm instrumentbord høyde og balanserte pisker. Nyt friheten med den fantastiske instrumentlengden på hele 90 cm.



Enten du jobber alene eller sammen med en assistent, med pisker eller hengende instrumenter, kan alt plasseres optimalt på grunn av det store utvalget av plasseringsmuligheter.



En starter for alt.

Er hendene opptatt mens du behandler pasientene dine? Da kan du enkelt styre alle funksjoner og integrert utstyr på din KaVo ESTETICA E50 Life med foten. Dette gjelder også den nye systemprogramvaren CONEXIO. I tillegg reduserer det faren for smitteoverføring. En trådløs fotpedal er tilgjengelig som et alternativ, for enda mer fleksibel posisjonering.



Det handler om ryggen din.

Du jobber mange timer i sittende stilling, dag etter dag. Det er spesielt viktig å innta en jevn, ergonomisk sunn og komfortabel sittestilling. Du trenger en tannlegestol som har en positiv langsiktig effekt på din holdning og samtidig gir bevegelsesfrihet. Ergonomi er en tradisjon hos KaVo og i tråd med dette, er den nye KaVo PHYSIO Evo presist utformet i henhold til alle behov og arbeidsmønster hos tannleger og tannhelsesekretærer.



GOOD DESIGN
AWARD 2014

Din assistent har alt under kontroll.

Nyt godt samarbeid med din tannhelsesekretær. Din arbeidsflyt vil bli støttet på en best mulig måte av et assistent-element som du selv kan plassere. Du vil være i stand til å finne begrepet "direct dial buttons" igjen.



PHYSIO Evo og PHYSIO Evo F tilbyr perfekt ergonomi med maksimal komfort for sunt og belastningsfritt arbeid.



KaVo. Dental Excellence.

En god følelse takket være KaVo kvaliteten.

En referanseindeks i levealder.

KaVos kvalitetsfordeler garanterer eksepsjonell pålitelighet og lang livslengde. Den kvalitetsmessige, presise produksjonen av alle KaVo behandlingenheter i kombinasjon med omfattende kontroll og testing gir den aller høyeste grad av sikkerhet og sikrer svært lite nedetid og reparasjoner.



Presis behandling.

Høykvalitets produksjon tillater utvikling av behandlingenheter med uovertruffen kvalitet.



De beste materialer.

Kun høykvalitets materialer og overfaltebehandlinger er brukt og produsert i henhold til en bevist KaVo kvalitet.



Komponenter prøvd og testet i praksis.

Utprøvde teknologier, høykvalitets materialer og omfattende sikkerhetstester sikrer problemfri bruk i praksisen.



"Made in Germany" i mer enn 100 år.


KaVo er en av de største arbeidsgiverne innen dentalutstyr i Tyskland og produserer alle sine behandlingenheter i Tyskland.



Stol på det velprøvde.

Alle våre behandlingenheter bygger på 100 års erfaring med vellutprøvde løsninger, bevist tusenvis av ganger. Vårt motto er å ha tillit til det som er blitt bevist, og å stadig forbedre det som er bra ved disse behandlingssenterene.

Tidløs design, prøvd og testede komponenter, og avanserte funksjoner legger grunnlaget for fremragende pålitelighet til KaVo ESTETICA E50 Life.



CONEXIO samler det som hører sammen.

Uansett hva du har tenkt å gjøre, CONEXIO åpner veien.

Nå kan du styre din pasient-kommunikasjon fra instrumentbryggen. Du kan legge til nye bilder direkte til den digitale pasientfilen. Berøringsskjermen på ESTETICA E50 Life i kombinasjon med CONEXIO tilbyr de beste mulighetene til å gjøre dette.

Velg. Prosess. Fullfør.

Utnytt den praktiske CONEXIO skjermbilde muligheten til å behandle dine diagnostiske bilder. Justering, kontrast, lysstyrke, utvidelse og lagring - du vil ikke kunne trenge noen annen programvare for å gjøre dette lenger.

Alltid up-to-date.

Du ønsker å koble en ny ekstern enhet til KaVo ESTETICA E50 Life? Det er ikke noe enklere enn det! CONEXIO gjenkjenner KaVo maskinvarekomponenter umiddelbart og automatisk. Det betyr: Plug & Play for enhver systemkompanjion.


Swap Tray - din beskyttede bytte? plattform.

Utnytt din state-of-the-art teknologi for spesialist utveksling. Med Swap skuff, kan alle typer data samles inn og deles med andre CONEXIO brukere: fra individuelle filer til hele pasienttilfeller. På forespørsel kan disse anonymiseres. Sendt med noen få klikk uten å belaste mailboksen.

Sikkerhet, helhetlig, automatisk.

- Automatisk diagnostisk historie - alle data er logget, oppsummert og lagret
- Automatisk sikkerhetskopiering av data - til ønskede tid
- Automatiske minnefunksjoner - i påvente av vedlikeholdsarbeid vil dette bli annonsert av systemet
- Automatiske oppdateringer - automatisk gjenkjenning av programvareoppdateringer og forberedelse av installasjoner

Den komfortable CONEXIO arbeidsflyten



Forbehold om tilpasninger til 3 parts software og produkter.

Vis det til dine pasienter!

Flere detaljer for bedre forståelse.

Forklar de nødvendige behandlingstiltak til pasienter i detalj, ved hjelp av høyoppløselige røntgen og bilder. Det nye KaVo intraorale kamera og de ny HD flat skjermene ble utviklet spesielt for dette formålet.

KaVo ERGOcam One – lite kamera, fantastiske resultater.

Forklar den faktiske situasjonen for dine pasienter med bilder med høy dybdeskarpheit og enestående farge reproduksjon. KaVo ERGOcam One leverer perfekte bilder hele tiden og er enkelt å betjene.

KaVo DIAGNOcam 2170 U – Røntgensyn uten røntgenstråling.

Lag deg et bilde eller en video av behandlingssituasjonen, som du ønsker, fra bryggen eller med fotpedalen. Med KaVo DIAGNOcam 2170 U, vil du oppdage karieslesjoner på et tidlig stadium. Lysbølger erstatter skadelig stråling. Oppdag karies enkelt og bli belønnet med et smil fra pasienten.


KaVo ERGOcam One – flotte bilder, veldig enkelt.

Skarpe bilder.

Imponer dine pasienter med fantastiske, skarpe bilder. De nye skjermene gir høy oppløselig bildekvalitet, overbevisende kontrastverdier og strålende fargegengivelse. Skjermene kan lett betjenes via bryggen. Forbedret hygiene karakteristikk er sikret med beskyttende glasspaneler, små åpninger og enhånds betjening.


KaVo HD skjermer - det perfekte valget i full HD

- Full HD flatskjerm
- Format: 16: 9
- Skjermstørrelse 22 tommer
- To digitale innganger for mikroskop og PC



KaVo Screen One - høykvalitetsversjon i HD

- Full HD flatskjerm
- Format: 16: 9
- Skjermstørrelse: 19 tommer



KaVo DIAGNOcam 2170 U – tidlig oppdagelse av karies. Helt uten stråling.



KaVo. Dental Excellence.

Hygiene gjort enkelt.

Optimal hygiene for eksterne komponenter ...

Din KaVo ESTETICA E50 Life er veldig lett å rengjøre. Hovedkomponenter som silikontematter, instrumentholdere, pisker og fonteneskål kan løsnes raskt for desinfeksjon. Alle overflater og forurensede deler i aerosoldeponeringsområdet er enkle å rengjøre.

... Perfekt hygiene, på inn- og utsiden.

Easy-to-clean sugefiltersystemet sparer dine ansatte for verdifull tid under hygienrutiner. Sugefilterene er enkle og trygge å erstatte.

Rent ved hjelp av vann- HYDROclean.

Hindrer nedetid og kostnader som kan oppstå pga. service på amalgamavskillere og separatorer. Bare aktiver det automatiske HYDROCLEAN-programmet for rengjøring av amalgamseparator, sug og avløp fra ditt betjeningspanel. Friskt vann fortynner blod og sekret på en pålitelig måte, slik at disse forurensningene ikke setter seg fast og blokkerer sugesystem og avløpet.

For å sikre at ingen forurensning kommer inn i bryggen, er topp- og bunn dekslene helt forseglet.



Beskyttelse mot forurenset vann.

Den store vannblokken fri vann forbindelse oppfyller de høye kravene til DVGW standarden. Dessuten vil kontinuerlig tilføring av KaVo OXYGENAL 6 sikre permanent reduksjon av bakterier og andre forurensninger. Med intensivprogrammet, vil du beskytte pasientene mot mikroorganismer som kan dannes i stillestående vann, for eksempel etter helger og ferier.

Minimer risikoen ved å bruke RKI skylleprogram.

Oppfyll kravene i RKIs gjeldende retningslinjer. Din KaVo ESTETICA E50 utfører standardisert og automatisk skylling av instrumenter ved starten av arbeidsdagen og etter hver pasient.

Beskyttelse: anti-reflux system.

KaVo instrumenter og motorer er utstyrt med en automatisk tilbakeslagsventil som pålitelig beskytter vannforsyningssystemet. Det hindrer forurenset spray fra å bli sugd tilbake. Du, teamet ditt, og pasientene kan føle seg trygge.



Håndtak, silikonmatter, fonteneskåler, instrumentbrett og instrumentpisker kan enkelt fjernes og desinfiseres. På grunn av de hygieniske håndtakene, kan sugefiltrene enkelt og sikkert byttes.



Den berøringsfrie styringen av KaVo LUX 540 LED sikrer minimal risiko for krysskontaminering og derfor maksimal sikkerhet for pasientene.



Spar tid med blandet, klar-til-bruk KaVo DEKASEPTOL Gel. Geléen fukter sugeslanger og sugelanlegg og fester seg til de forurensede regionene, i stedet for å bare passere rett gjennom.



Dine krav. Ditt perfekte utstyr.

Mer er mulig.

Arbeid inn i fremtiden, i dag. Fordi med det store utstyrsspekteret på KaVo ESTETICA E50 Life, er du optimalt forberedt på alt som kommer i tillegg til alt som foregår.

Sett din praksis i det beste lyset.

Stol på KaVoLUX 540 LED 5-stjerners lys. En naturlig hvitt lys av høy kvalitet, noe som på samme tid gjør et signifikant bidrag til praksisens hygiene. Lyset kan slås på og av og opereres uten kontakt, selv i COMPOsave modus. Det har forseglede sammenføyninger, glatte overflater og avtagbare håndtak.



Den innovative COMPOsave modus filtrerer ut alt blått lys, og bremser dermed ned uønsket polymerisering av kompositt materialene.



Endodonti utviklet til en kunstform.

Unngå oppkjøp av en dyr endodontisk enhet, bruk de integrerte Endo funksjonene. Du er godt utstyrt for alle endodontiske applikasjoner med tre forskjellige kontrollmetoder.

Du kan lagre, hente opp og lagre alle viktige parametere som omdreiningshastighet og dreiemomentverdier via kontrollpanlete på bryggen eller via fotpedalen.

PiezoLED, høypresisjons-enhet for profylaktisk behandling.

Med PiezoLED Ultralyd scaler, er profesjonell profylakse ikke bare presis, det sparer også verdifull tid. Titanspissene sikrer kontrollert lineære svingninger, og muliggjør effektiv behandling av dine pasienter. På grunn av de nøyaktige svingningene, forblir tenner og gingiva uskadet selv i følsomme områder.

PiezoLED: innovativ KaVo hygiene teknologi med intelligent feedback-kontroll for den aller beste standard for din pasientbehandling.

Mikromotor INTRA LUX KL 703 LED – den opprinnelige størrelsen kan være så liten.

Opplev hva en liten motor kan oppnå. Uendelig kraft og arbeid uten belastning. Et hastighetsområde mellom 100 og 40 000 mdr./min.-1 med et 1:1 utvekslingsforhold.


Lett. Kompakt design. Behagelig i hånden.



KaVo INTRA LUX KL 703 LED: enda mindre og enda lettere med en perfekt vektfordeling.

SMARTdrive slynger deg hardt og følsomt inn i fremtiden.

Nøyaktig, effektiv og tidsbesparende arbeidsforhold er produsert av den nye motorstyringen Smart med fullt dreiemoment og spesielt vibrasjonsfrie oppstartsegenskaper, selv i lavere hastigheter på 100 rpm. På grunn av det store hastighetsområdet, kan alle hånd- og vinkelstykker nå brukes på en mer allsidig måte, som utvider bruksområdene for hvert enkelt håndinstrument.



Utnytt høyt dreiemoment og vibrasjonsfrie oppstartsegenskaper til KaVo Smart med utvidet turtallsområde 100 - 40.000 rpm.

Så fleksibel som selve livet.

Fleksibilitet når du trenger det.

Det spiller ingen rolle hva du velger, du kan endre din beslutning når som helst. Enten du ønsker å endre fra fem til seks instrumentholdere, retrofit Endo funksjon eller endring fra pisk til hengende versjon, oppleve en maksimal grad av fleksibilitet og derfor investeringssikkerhet med KaVo ESTETICA E50 Life. Du kan også legge til innovasjoner som PiezoLED Ultralyd skaler og KaVo COMFORTdrive senere.

ESTETICA E50 Life er tilgjengelig som en enhet for høyre- eller venstrehendte brukere.



Skifte side er enkelt.

Hvis du er venstrehendt, og utfører behandling alene eller ønsker å tilby din tannhelsesekretær en behagelig løsning, vil du sette pris på høyre/venstre sving-assistentelementet. Dette forsterkes av den enorme bevegelsesfrihet for det omfattende svingområdet, så vel som den variable høydejusteringen.

R/L assistent elementet, høydejusterbart med 135 mm.



COMPACTchair – komfort for nybegynnere.

Tilby dine eldre og mindre mobile pasienter en behagelig metode for å komme inn og ut av pasientstolen. Det liggende området av KaVo Compact kan bøyes til praktisk talt å oppnå dette. Dette skaper en mer personlig konsultasjon-situasjon, ved å snakke med pasientene mens de er i sittende stilling og deretter behandle dem mens de er tilbakeleant.



Den vinklede fotstøtten, den flate setet og nesten vertikale posisjonen på ryggen gjør det enkelt å komme inn og ut av stolen.

Hva er din favorittfarge?

Velg din stil og design.

Vekk din egen personlige stil. Kombiner stoltrekk og instrumentfarger som passer til dine individuelle preferanser. Den nye feel-good fargen Cognac og Marsala Rød gir harmoniske kombinasjoner. Uavhengig av nåværende eller fremtidig innredning i din praksis er KaVo ESTETICA E50 tilgjengelig i en utfyllende spekter av farger.

Metalliklakk farger



Vanlige lakk farger



Stoltrekk farger



KaVo. Dental Excellence.

Standardutstyr og tilleggssvalg.

	TM	S		TM	S
Pasientstol			Assistent element		
Pasientstol Standard	●	●	med Comfort kontrollelement	●	●
Pasientstol COMPACTchair	○	○	Spray mist sug	●	●
Myk polstring	●	●	Spytt suger	●	●
Ryggstøtte			2nd Saliva ejector	○	○
Progress	●	●	Trippelfunksjon sprøyte	○	○
Comfort ¹	○	○	Multifunksjonelt sprøyte	○	○
Hodestøtte			Herdelys Satelec MiniLED	○	○
Dobbeltartikulerende med trykknapp	●	●	Støtte for bretttholder	○	○
Comfort hodepute	○	○	Bretttholder for DIAGNOdent	○	○
Armlene			Sving og høydejusterbar	●	●
Høyre	○	○	Assistent element R/L		
Venstre	○	○	Høyre/venstre sving og		
			høydejusterbar assistent element	○	○
			Suge slanger	○	○
			Selektivt support kit	○	○
Instrumentbrygge			Fontenen		
1. Turbinslange	●	●	Porselen fonteneskål	x	x
1. KL Motor 701	x	x	Glass fonteneskål	x	x
1. KL Motor 703 LED	x	x	VACUstopp	●	●
Trefunksjonssprøyte	●	●	Permanent germ reduksjon	●	●
Multifunksjonelt sprøyte	○	○	⁴ Intensiv germ reduksjon	○	○
2. Turbinslange	○	○	HYDROclean	●	●
2. KL Motor 701	○	○	Varmtvannstank	○	○
2. KL Motor 703 LED	○	○	MEDIAgateway	●	●
SMARTdrive	●	●	Trådløs fotkontroll	○	○
Integrert dreiemomentkontroll	○	○	Forsyningssystem		
(Endo) COMFORTdrive	○	○	Vannblokk DVGW	x	x
PiezoLED Ultrasonic skaler	○	○	Vannblokk kompakt	x	x
MEMOdent multifunksjonsdisplay	●	●	Vannflaske DVGW	x	x
Lite røntgenbildeviser ²	○	○	Lavtrykksregulator	○	○
Panorama røntgenbildeviser ³	○	○	Ekstra tilkoblingsenhet	○	○
(montert på lysposten)			Deponeringssystem		
Bretttholder US brett	x	x	Eksternt sug	x	x
Brett holder for en standard brett	x	x	DÜRR amalgam separator	x	x
Brett holder for 2 standard brett	●	●	Dürr automatisk separator	x	x
Spray oppvarming for instrumenter	○	○	FSolids oppsamler kit	x	x
Fysiologisk saltoppløsning	○	○	Diverse		
Anti-reflux ventil for instrument	●	●	KaVo PHYSIO Evo/Evo F	○	○
USB grensesnitt	○	○	KaVoLUX 540 LED	○	○
KaVo ERGOcam One	○	○	EDI operasjonslys	○	○
KaVo DIAGNOcam 2170 U	○	○	Lamperør	○	○
			Pasient serviceboks	○	○
			DEKASEPTOL Gel basic sett	●	●
			Hygiene pakke	○	○



● Standardutstyr (kan variere i nasjonale versjoner) ○ Tilleggsutstyr x Valgfritt

¹ Kun tilgjengelig for Compact pasientstol

² Ikke egnet for montering under benk

³ Ikke tilgjengelig i kombinasjon med multimedia

⁴ Bare med DVGW vann blokk og DVGW vannflaske

dental sør
OPPLEV 1. KLASSE

Saltverket 6, Postboks 901, 4515 Mandal
Tlf 38 27 88 88 - www.dentalnet.no - post@dentalnet.no



KaVo. Dental Excellence.