



CATTANI
air technology

Cattani air care AC1800

OLJEFRI KOMPRESSOR

CATTANI oljefrie kompressor komplett med lufttørke og filtersett, er i stand til å levere ren og tørr luft av ekstrem høy kvalitet. Med steriltfilter (tilleggsutstyr) renses luften effektivt og fjerner 99.9999+% av partikler med diameter på 0.01µm. Vi har valgt kvalitet og driftssikkerhet som vårt motto, derfor tilbyr vi 3 års garanti.



Type	Elektriske data	Varenummer
AC1800	(3~) 400v-50 hz- 29,1 A - 13,5 kw	013594
AC1800	(3~) 380v-60 hz- 31,8 A - 13,5 kw	013589
Leverert luft ved 5 bar		1428
Tank kapasitet i liter		300
Vekt i kg		394
Støynivå i db (A)		82,5

dental sør
OPPLEV 1.KLASSE

Saltverket 6, Postboks 901, 4515 Mandal
Tlf 38 27 88 88 - www.dentalnet.no - post@dentalnet.no

CATTANI S.p.A.

Via Natta, 6/A - 43122 Parma - Italy - Tel. +39 0521 607604
SALE DEPT. FAX: +39 0521 607628 - PURCHASING DEPT. FAX: +39 0521 607855
ACCOUNTING DEPT. FAX: +39 0521 399966
<http://www.cattani.it> Email: info@cattani.it PEC: cattani@peclife.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =