





**CATTANI**  
air technology

# Cattani air care

## AC200

OLJEFRI KOMPRESSOR

CATTANI oljefrie kompressor komplett med lufttørke og filtersett, er i stand til å levere ren og tørr luft av ekstrem høy kvalitet. Med sterilfilter (tilleggsutstyr) renses luften effektivt og fjerner 99.9999+% av partikler med diameter på 0.01µm. Vi har valgt kvalitet og driftssikkerhet som vårt motto, derfor tilbyr vi 3 års garanti.



**dental sør**  
OPPLEV 1.KLASSE

Saltverket 6, Postboks 901, 4515 Mandal  
Tlf 38 27 88 88 - [www.dentalnet.no](http://www.dentalnet.no) - [post@dentalnet.no](mailto:post@dentalnet.no)

**CATTANI S.p.A.**

Via Natta, 6/A - 43122 Parma - Italy - Tel. +39 0521 607604  
SALE DEPT. FAX: +39 0521 607628 - PURCHASING DEPT. FAX: +39 0521 607855  
ACCOUNTING DEPT. FAX: +39 0521 399966  
<http://www.cattani.it> Email: [info@cattani.it](mailto:info@cattani.it) PEC: [cattani@peclife.it](mailto:cattani@peclife.it)

Type	Elektriske data	Varenummer
AC200	(1~) 230v-50 hz- 7,7 A - 1,2 kw	013230
AC200	(3~) 400v-50 hz- 3,6 A - 1,5 kw	013235
AC200	(1~) 220v-60 hz- 9,2 A - 1,5 kw	013207
Fritt avgitt luft ved 5 bar		160
Tank kapasitet i liter		30
Vekt i kg		54
Støynivå i db (A)		70

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =