

KaVo turbiner, hånd- og vinkelstykker


Trendsettende effektivt. Den nye Expert-serien.

NY

KaVo EXPERTtorque
KaVo EXPERTmatic

KaVo *Expert Series*

Ekte eksperter kjenner sine sterke sider.



KaVo EXPERTtorque 680 L

KaVo EXPERTtorque Mini E677 L

KaVo EXPERTmatic E25 L

KaVo EXPERTmatic E20 L

KaVo EXPERTmatic E15 L

KaVo EXPERTmatic E10 C



KaVo. Dental Excellence.

Varig, pålitelig kvalitet produsert av KaVo.



Din KaVo kvalitetsfordel.

100 års erfaring og over fem millioner solgte KaVo-instrumenter viser verden dental perfektion. Fire fordeler blant mange:

- > Ved ferdiggjøring legger vi størst vekt på presisjon og holder de høyeste interne kvalitetsstandardene, som f.eks. vår **støvfrie montering i Biberach**.
- > Opptil 70 % av instrumentene fra andre produsenter trenger en større reparasjon i løpet av de første fire årene, hos KaVo kun **30 %**. Det gjør at KaVo er den ypperste på markedet (kilde: Undersøkelse GfO ZaBus, mars 2009).
- > **Gjenkjøpshyppigheten på 98 %** forteller om en **ytterst høy tilfredshet** blant tannleger når det gjelder kvaliteten på våre produkter.
- > **Regelmessige sertifiseringer** garanterer jevnt høy kvalitet. KaVo er sertifisert iht. EN ISO 9001 og EN ISO 13485.

Din fordel innen KaVo-systemløsninger.

Dra fordelene av perfekt avstemte løsninger med **lønnsomhet og investeringsikkerhet**.

- > **Glem dyre nyanskaffelser**, bytt f.eks. ut høytrykkslampe til dine instrumenter enkelt selv med den nye KaVo MULTI LED.
- > **Varige, pålitelige reservedeler** høyner investeringsikkerheten betraktelig.
- > Ved hver utvikling legger vi spesielt stor vekt på egnede systemløsninger, slik at det senere **blir rimelig for deg å utvide**.

Din KaVo-innovasjonsfordel.

Med innovasjon fra lidenskap, **over 2.200 patenter** og et innarbeidet bruksmønster i inn- og utland bidrar vi til din daglige suksess. Noen spesielt vellykkede eksempler:

- > **KaVo COMFORTdrive**, det første vinkelstykket med integrert elektromotor kombinerer styrke og enkelhet.
- > Det **utsiftbare KaVo Spray-microfilteret** optimerer skyllekjølingen og reduserer servicekostnadene.
- > Den **automatiske trykkreguleringsventilen** på turbinene sørger for fast drag og lang levetid.
- > Den **patenterte hode- og knevinkelen fra 100° til 19°** på KaVo-instrumentene gir optimal tilgang til prepareringsområdet.
- > **SONICflex Quick-Coupling** sørger for raskere og enklere skifte av spiss ved fjerning av tannstein.

Din KaVo sikkerhetsfordel.

KaVo gir deg forutsetninger for **den høyeste behandlingssikkerheten**, spesielt med tanke på tannlegens, assistentens og pasientens sikkerhet for infeksjoner ved hver behandling. Hos KaVo vises dette i praktiske eksempler:

- > Holdekraften til **innspenningstangen** ligger med opptil 30 N på hver produktlinje langt over normen og garanterer med det en svært god holdbarhet for din turbin.
- > **Innovative hygieneløsninger** som den innebygde tilbakesugstoppen i GENTLEsilence-serien og overflatene som er enkle å rengjøre og sterilisere, bidrar alle til å beskytte mot krysskontaminering.



Over **5** mill. solgte instrumenter over hele verden.

1. Størst pris/levetid-effektivitet
2. Maksimal arbeidseffektivitet
3. Velprøvd utstyrseffektivitet

Den nye KaVo. *Expert Series*



KaVo. Dental Excellence.



Den nye KaVo. *Expert Series*

Med KaVo får du mer enn effektivitet – til den beste prisen.

Når får du mest igjen for dine investeringer? Når du kjøper utstyr som har lang levetid. Den nye KaVo Expert-serien tilbyr akkurat denne pris-levetidseffektiviteten.

Slik bidrar alle våre produkter til å støtte deg i ditt daglige arbeid. Arbeidsflyten er sømløs, og vedlikeholds- og rengjøringskostnader er på et minimum. Med en slik effektivitet i arbeidet, byr enhver ny dag på nye gleder. Expert-serien dekker hele ditt arbeidsområde og eliminerer overflødig arbeid. Du kan stole på det utstyret som brukes ved millioner av behandlinger over hele verden. Ekte eksperter kjenner sine sterke sider

Størst pris/levetid-effektivitet

- > **Lengst levetid** – produseres etter de høyeste kvalitetsstandardene, de strengeste toleransekravene; støvfri montering og innlegging i en praktisk, slitasjefri hardmetallhylse.
- > **Best pålitelighet og verdi over tid** med 18 måneders garanti og høyverdige materialer med liten slitasje, som f.eks. keramikk-kulelager (turbiner og hurtiggående instrumenter), svært lav tilbakesugeffekt og hode av edelstål
- > **Kostnadsbesparende over lang tid** på grunn av KaVos kompatible systemløsninger, f.eks. bytte til KaVo MULTI LED, langvarig leveranse av reservedeler



2. Maksimal arbeidseffektivitet

- > **Høy gjennomsgskraft** opptil 18 Watt (turbiner), for rask og effektiv preparering
- > **Rask rengjøring og godt grep** takket være KaVo EXPERTgrip-overflaten og den nye formen uten kanter
- > **Alltid klar til bruk** takket være det utskiftbare Spray-mikrofilteret (turbiner og hurtiggående instrumenter)
- > **Små hodemål** for enkel, effektiv tilgang til prepareringsområdet
- > **Enkelt bytte av instrumenter** – du blir raskt klar til å fortsette arbeidet med fleksibel hvilebøyle og MULTIflex-System



Velprøvd utstyrseffektivitet

- > **KaVo sikkerhetsstandarder** ved 3- og 4-delt spray og opptil 30 N holdekraft for innspenningstang
- > **Blendingsfri beslysning av prepareringsområdet** fra 25.000 Lux KaVo glasstavlysleder



KaVo. Dental Excellence.

KaVo EXPERTtorque – bedre arbeids- effektivitet både på kort og lang sikt.



EXPERTtorque E680 L

- > **Sikkerhet og bedre hygiene** med ny, forbedret reduksjon av undertrykket under utgang fra turbinen, internt ledet sprutluft og -vann og det nye, utskiftbare vannfilteret
- > **Effektivt arbeidsforløp og optimal tilgjengelighet** med det nye, lille standardhodet og hode- og knevinkel fra 100° til 19°
- > **Effektiv bruk** med MULTiflex-kobling og keramikk-kulelager

Mat.-Nr. 1.006.8700 (E680 L) med lys
 Mat.-Nr. 1.006.9000 (E680 C) uten lys
 Mat.-Nr. 1.006.4600 (E680 LS) med lys, passer til Sirona-kobling
 Mat.-Nr. 1.006.4700 (E680 LN) med, passer til NSK-kobling



EXPERTtorque Mini E677

- > **Enklere å arbeide i vanskelige behandlingssituasjoner** med nytt, enda mindre miniatyrhodehus og hode- og knevinkel fra 100° til 19°
- > **Både effektivt og infeksjonsbeskyttende** med den nye 3-delte sprayen, forbedret reduksjon av undertrykk ved utgangen på turbinen og nytt, utskiftbart sprutvannfilter
- > **Du ser bedre og arbeider mer effektivt** takket være det integrerte lyset og det lille miniatyrhodet

Mat.-Nr. 1.007.3600 (E677 L) med lys
 Mat.-Nr. 1.006.0100 (E677 LN) med lys, passer for NSK-kobling



MULTiflex LUX kobling 465 LED)

- > **Mer effektiv bruk** takket være tilpasset kobling for mange instrumenter
- > **Økonomisk og mer kostnadsbesparende** – intet nytt LED-utstyr nødvendig, du bytter bare ut høytrykkslampen med KaVo MULTI LED

For alle KaVo-turbiner med MULTiflex-kobling, SONICflex Aircalcer, PROPHYflex, CORONAFlex, alle INTRAFlex LUX motorinstrumenter, Luftmotor 181 M, RONDOflex

Mat.-Nr. 1.007.3197

NSK® = Registrert varemerke for firma Nakanishi, Japan
 Sirona® = Registrerte varemerker for firma Sirona, Bensheim


KaVo EXPERTmatic – effektivitet til punkt og prikke.



EXPERTmatic E25 L

- > **Hurtiggående, overføring 1:5**
- > **Avbruddsfritt, nøyaktig arbeid** med enda mindre hode, hvilebøyle og keramikk-kulelager
- > **Høyeste driftssikkerhet** med internt ledet sprutvann og luft, 3-delt spray og utskiftbart vannfilter
- > **Ideell belysning** med glasstavlyseleder med 25.000 Lux

Mat.-Nr. 1.007.5550 (E25 L) med lys
 Mat.-Nr. 1.007.5551 (E25 C) uten lys



KaVo. Dental Excellence.

KaVo EXPERTmatic hånd- og vinkelstykker – for enda høyere effektivitet og enda bedre driftssikkerhet.

> Forsterket innspenningssystem for alle instrumenter med vinkelstykkeboreskaft

> Optimert borekjøling ved adskilt vann- og luftsprut

Trykknappinnspenning



KaVo MULTI LED
kan nå brukes overalt:
Betraktelig lengre levetid enn høytrykkslamper

EXPERTmatic E20 L

- > Overføring 1:1
- > Effektiv utrustning med enkeltspray og internt ledet sprutvann og sprutluft
- > Effektiv tilgang ved hjelp av mindre hode
- > Du ser bedre med glasstavlysleder på 25.000 Lux
- > Enkel i bruk med hvilebøyle

Mat.-Nr. 1.007.5540 (E20 L) med lys
Mat.-Nr. 1.007.5541 (E20 C) uten lys

EXPERTmatic E15 L

- > Reduksjon 5,4:1
- > Alle effektivitetsfordelene fra enkeltspray via lite hode til hvilebøylen på EXPERTmatic E 20 L

Mat.-Nr. 1.007.5530 (E15 L) med lys
Mat.-Nr. 1.007.5531 (E15 C) uten lys

EXPERTmatic E10 C

- > Håndstykke, overføring 1:1
- > Effektiv utrustning med enkeltspray og internt ledet sprutvann og sprutluft
- > Velegnet både for håndstykke- og vinkelstykkebor

Mat.-Nr. 1.007.5560 (E10 C)

EXPERTmatic E31 C

- > Poleringsvinkelstykke, reduksjon 5,4:1
- > Beskyttelse mot inntrenging av poleringspasta med flerlags isolering
- > Med gjenger og knapp
- > For Screw-In og Snap-On krystall

Mat.-Nr. 1.008.4998 (E31 C)

EXPERTmatic E61 C

- > EVA-Prophy vinkelstykke
- > Til EVA System
- > Ideelt for polering i interdental områder, approximal smeltereduksjon etc.
- > Slaghøyde 0,8 mm med dempet slag
- > Nøyaktig feste av filer, mulig med 36 låseinnstillinger

Mat.-Nr. 1.008.4999 (E61 C)



KaVo QUATTROcare Plus – god pleie lønner seg.

KaVo QUATTROcare Plus

- > Den prisgunstige pleien for dine instrumenter
- > Optimal pleiekvalitet med QUATTROcare Plus pleiespray
- > Og bekvem bruk og raskere programforløp
- > Lave anskaffelses- og driftskostnader

Mat-Nr. 1.008.3805



KaVo SPRAYrotor

- > Halvautomatisk pleieprogram – etter rotasjonsprinsippet
- > Mat-Nr. 0.411.7710



KaVo Spray

- > Manuelle instrumenter- / turbinpleie
- > Effektiv og konserverende

Mat-Nr. 0.411.9640



KaVo CLEANSpray / DRYspray startsett

- > Intensivrensjøring for fjerning av restprotein
- > Mat-Nr. 1.007.0573



Andre instrumenter i KaVo Expert-serien.

Profylaks og minimalinvasiv

- 0.574.0500 DIAGNOdent classic
- 1.000.4243 SONICflex 2003 L
- 1.000.4246 SONICflex 2003



Spesialprodukter og endo

- 1.002.6141 ENDOstraight E 120
- 1.002.7561 ENDOstraight E 40



Kirurgi

- 1.001.2278 INTRA underdel C 09
- 1.001.4503 INTRA hode C 3
- 0.540.8340 INTRA reduksjonshode 67 RIC
- 0.534.5650 INTRA kirurgi underdel 3620 N
- 0.534.5660 INTRA kirurgi underdel 3624 N
- 0.534.5670 INTRA kirurgi underdel 3630 N



- 0.524.5600 INTRA kirurgi håndstykke 3610 N1
- 0.524.5610 INTRA kirurgi håndstykke 3610 N2
- 0.524.5620 INTRA kirurgi håndstykke 3610 N3
- 1.000.8072 Kirurgisk motor INTRA S 550
- 1.001.3440 INTRA surg 300



Du vet hva du vil ha.
Vi har det du trenger.

Instrumentseriene fra KaVo – et passende instrument for enhver tanntype.



KaVo
Master Series

Produkter for kjennerne – ingen kompromisser

- Høyeste behandlingskvalitet
- Maksimal behandlingskomfort
- Høyest pasienttilfredshet



KaVo
Expert Series

Ekte eksperter kjenner sine sterke sider.

- Størst pris/levetid-effektivitet
- Maksimal arbeidseffektivitet
- Velprøvd utstyrseffektivitet



KaVo. Dental Excellence.

KaVo turbiner, hånd- og vinkelstykker

Mat.-Nr. 1.011.0766 06/14 no Med forbehold om tekniske ændringer. Små fargesavvik betinget av trykkteknikken. © Copyright KaVo Dental GmbH.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH · D-88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com