

# DAC UNIVERSAL S



6 diskade, smorda samt steriliserade instrument på endast 21 minuter inkl 5 minuters avkylning.


- Förenklar hanteringen av turbiner och vinkelstycken
- DAC Universal S är en väldigt effektiv och snabb maskin som sparar både tid och pengar
- DAC använder endast avjoniserat vatten och olja, detta gör den till ett ekonomiskt & miljövänligt val!
- Tar vara på dina instrument på bästa möjliga sätt vilket förlänger livstiden på dem avsevärt

ENDAST VATTEN, OLJA...  
OCH VÄRME FÖRSTÅS!  
BÄTTRE FÖR MILJÖN!

## SÅ HÄR ENKELT ÄR DET:

Montera instrumenten på magasinet och tryck på knappen – efter 21 minuter är instrumenten rengjorda, smorda och steriliserade - redo för nästa behandling. Med NitraDem fylls maskinen automatiskt på med vatten och handhavandet minimeras. Perfekt hygien!


Nettovikt: ca 26 kg  
Mått i cm: B 42, H 40 (öppen 59), D 42



## DET ÄR VATTEN SOM GÖR JOBBET!

Förläng dina instruments livslängd och minska dina reparationskostnader med DAC Universal S!

Det bättre valet för miljön då inga kemikalier används.  
Mycket låg vätskekostnad. Jämför gärna!



## Viktig information:

”Det är oerhört viktigt att få bort den biologiska lasten från instrumentens inre delar för att säkerställa sterilt gods. DAC Universal S gör verkligen rent där det krävs”.



# DAC TILLBEHÖR




## Magasin

Allt du behöver göra är att placera instrumenten på magasinet och trycka på startknappen. Det kan knappast bli så mycket enklare, renare och säkrare.

Standardmagasin för turbin, hand- och vinkelstycken.

REF 6742907 Magasin exkl. adaptrar (Rosa magasin)



Flex-magasin för spetsar, ultraljudshandstycken och andra ihåliga produkter som inte behöver smörjas.

REF 6742931 DAC Flex-magasin Nitram ex. adaptrar (Vitt magasin)



## NitraDem DC2

Med NitraDem vattenreningssystem kan du ansluta DAC till vanligt kranvatten. NitraDem fyller då automatiskt på vatten vilket utesluter tunga lyft av dunkar samt garanterar att DAC alltid matas med vatten av hög kvalitet. NitraDem meddelar med ljud- och ljussignal när filtret skall bytas.

REF 6693233 NitraDem DC2 komplett inkl. minifilter

## Adaptrar & övriga tillbehör

REF 6693217  
NitraDem long life




REF 6078583  
Avloppsfilter 6st/fp



REF 6742956  
PCD Helix test



REF 6742857  
TST Stickor 510st/fp



REF 6051648  
Adapter lågvarv



REF 6051671  
Adapter W&H  
turbin



REF 6051655  
Adapter KaVo  
turbin



REF 6051697  
Adapter Sirona,  
turbin



Detta är endast ett urval, för fler se [wh.com](http://wh.com)

REF 6709856  
Magasinställ



REF 6259118  
Olja nr 2,  
sprayburk,  
200ml blå

