



VÅRKAMPANJE

2023



Gjelder til 24 juni 2023

Synea Vision

Borr med glede!

SYNEA VISION Vinkelstykke

- › Optimal kjøling med 5-punktsspray
- › High-end seire av ypperste kvalitet
- › Keramiske kulelager for den beste kvalitet og levetid
- › "Anti-scratch" legering holder instrumentene holder instrumentene ripetfri i lang tid
- › Utmerket grep og ergonomi
- › 36 måneders garanti



WK-56 LT 1:1

WK-99 LT 1:5

WK-93 LT 1:4,5

14.818,-
11.800,-

21.866,-
17.500,-

21.866,-
17.500,-

SYNEA VISION TURBINER

- › Lang levetid og stillegående takket være våre keramiske kulelager
- › Ergonomisk design med "anti-scratch" legering som holder turbinene ripetfri
- › Vibrasjonsfri High-end serie
- › Økt effekt – Nå med enda mer kraft
- › Ring LED+ (kun for RQ-kobling)
- › 24 måneders garanti



TK-94 L

TK-97 L

TK-98 L

19.517,-
15.600,-

27.275,-
14.306,-

27.275,-
14.306,-

"RingLED – Garantert skyggefri belysning under behandling med 5 x LED"



2x

TK-98 L RingLED

Veil. pris 21.275,-

Kampanje 1 stk 14.306,-/stk

Kampanje 2 stk 11.125,-/stk



Syne Fusion

Superpris!

SYNEA FUSION - Vinkelstykker

- › Tilpasset hodestørrelse for best mulig innsyn
- › Effektiv kjøling med Quattro spray
- › Stille og vibrasjonsfri
- › Ergonomisk grepssprofil – monoblokk design
- › Glasstav for effektivt lys
- › 24 mnd garanti

WG-99 LT •

High-speed 1:5,
med lys og quattro-spray
24 måneders garanti

16.603,-

Kampanje 1stk 10.875,-/stk

Kampanje 2stk 9.375,-/stk

2x



WG-56 LT •

Vinkelstykke 1:1,
med lys, 1x spray
24 måneders garanti

11.524,-

Kampanje 1stk 9.688,-/stk

Kampanje 2stk 6.125,-/stk

2x



WG-66 LT •

Vinkelstykke 2:1,
med lys, 1x Spray
24 måneders garanti

13.282,-

Kampanjepris 10.600,-/stk



HG-43 A •

Håndstykke 1:1,
uten lys, 1x spray
24 måneders garanti

8.361,-

Kampanjepris 6.600,-/stk



SYNEA FUSION - TURBINER

- › Effektiv kjøling med Quattro spray
- › Keramiske kulelager - stillegående og vibrasjonsfri gange + lengre levetid
- › Finnes tilgjengelig for ulike koblinger som Roto Quick (W&H), Multiflex (Kavo) og NSK
- › Tilpasset hodestørrelse for best mulig innsyn og kraft – midi eller mini?
- › Effektiv belysning av arbeidsområdet med LED+
- › 12 mnd. garanti

2x



TG-98 L

Turbin, Roto Quick-kobling,
LED+, 21 W, Ø 11,5 mm,
12 måneders garanti

14.306,-

Kampanje 1stk 10.100,-/stk

Kampanje 2stk 8.500,-/stk



W&H RQ-24
Hurtigkobling

4.397,-
3.500,-

2x



TG-98 LM

Turbin, Multiflex®-kobling,
med lys, 21 W, Ø 11,5 mm,
12 måneders garanti

14.306,-

Kampanje 1stk 10.100,-/stk

Kampanje 2stk 8.500,-/stk



RM-34 LED W&H
Multiflex®-kobling
med LED lys

9.174,-
7.300,-

Pussing og polering

Proxeo Vinkelstykke

Lite smidig og tett hode

WP-64M


- › Overlegen komfort og holdbarhet
- › Lite og smidig hode for best sikt og fremkommelighet
- › Optimal hastighet for skånsom og effektiv rengjøring og polering

WP-64 M Profylakse vinkelstykke,
Young Screw-in system

8.492,- **3.625,-**



Unik forsegling i hver pussekopp



Proxeo Twist Trådløs

Puss enkelt uansett hvor du befinner deg!

- › Flexibel behandling uten kabler
- › Enkel hastighetskontroll med trådløs fotkontroll
- › Optimal Hastighet for skånsom og effektiv polering/rengjøring
- › Mindre aerosoler med roterende polering



Proxeo Twist Cordless, Screw-In for
YOUNG gummikopper

18.350,- **14.680,-**

YOUNG™

Elite

Riller både utvendig og
innvendig. Effektiv rengjøring
uten at det
spruter. 144stk./pk.

990,-

900,-

Pointed

Anbefales til proximale
overflater, implantater, under
broer og der det er
vansklig å komme til.
144 stk./pk.

900,-

Elite

Den ekstramyke
gummikoppen øker koppens
oppfatning og fleksibilitet
omkring tannens konturer.
144 stk./fp.



Proxeo Ultra

Ultralydscaler

- Håndstykke med 5 x LED
- Trådløs Fotkontroll
- Advarsel ved lavt vannivå
- Spesialtilpasset rengjøringprogram
- Tynn og flexibel slange
- Håndstykke PB-5L
- inkluderer spissene 1U, 2U, 1P og 1I

Proxeo Ultra PB-530

36.054,- **30.600,-**



Håndstykke
LED PB-5L



Spesialpris på spisser med standardgjenger –
Alltid med W&H kvalitet!



1U Scaling

Supragingival spiss. Effektiv med store mengder tannstein. Anbefalt effekt: min – maks



2U Scaling

Sub- og supragingival spiss ned til 3-4 mm dype lommer. Anbefalt effekt: min - medium +



1P Perio

Sub- og supragingival spiss til dype lommer. Effektiv, men samtidig skånsom takket være den runde arbeidsdelen. Anbefalt effekt: min - medium +

1.050,-
850,-

1.142,-
910,-

1.470,-
1.170,-



1I Implantat

Blonder spesielt tilpasset skalering på inventar. Conformat plastbelegg gjør dette tipset utmerket når du arbeider på titanoverflater så vel som andre sensitive materialer. God tilgang takket være designet. Anbefalt effekt: min - medium +



1E Endo

Fiformatinstrument uten felingssegenskaper tilpasset for rengjøring og spoling av rotkanaler gjennom kavitasjonseffekten av slypesken. Tilbyr rene og fine rotkanaler for rotfylling. Anbefalt effekt: min – middels

1.483,-
1.190,-

1.772,-
1.400,-

1.746,-
1.400,-



3Pr / 3PI Mesial & Distal

Mesial og distalt formet spiss for bedre tilgang i midten og dype lommer. Også egnet for arbeid i furkasjoner. Anbefalt effekt: min - medium +



KiS 1E Retrograd

Diamantbelagt spiss for retrograd rotfylling, rett modell. Dette er også tilgjengelig i vinklede modeller. Jevn og god tilgang takket være et smidig design. Rek. effekt: min

1.929,-
1.500,-

2.264,-
2.150,-

Kirurgi og Implantat

Kirurgiske hånd- og vinkelstykker

- › Mini-LED + hånd og vinkelstykker med den nyeste teknologien
- › Kan demonteres uten verktøy
- › Robuste og holdbare takket være rustfritt stål av høy kvalitet med rypebestandig legering

For samtlige W&H kirurgimaskiner

S-11 LG	20.856,-
Håndstykke, 1:1	16.700,-
WS-75 LG	22.798,-
Vinkelstykke 20:1	18.300,-
WS-91 LG	20.317,-
Vinkelstykke 1:2,7	16.250,-
WS-92 LG	20.317,-
Vinkelstykke 1:2,7	16.250,-
WS-56 LG	20.317,-
Vinkelstykke 1:1	16.250,-



Kirurgiinstrumenter uten lys

S-11	16.616,-
Håndstykke, 1:1	14.100,-
WS-91	18.388,-
Vinkelstykke 1:2,7	15.650,-
WS-92	18.191,-
Vinkelstykke 1:2,7	15.500,-
WS-56	16.629,-
Vinkelstykke 1:1	14.100,-
WS-75	19.307,-
Vinkelstykke 20:1	16.400,-

Kirurgi og Implantat


Osstell Beacon

Belaste eller avvente?

- Viser tydelig når implantatet kan belastes
- Reduserer behandlingstiden
- Tryggere for pasient og behandler
- Patentert og bevisbasert teknologi
- Maksimal bevegelsesfrihet og fleksibilitet takket være trådløs teknologi



ISQ <60
LOW STABILITY




ISQ 60-64 LOW STABILITY ISQ 65-69 ISQ ≥70 60 65 70 ISQ <60 LOW STABILITY MEDIUM STABILITY HIGH STABILITY

Pakke
Osstell Beacon
+ 1 fp smartpegs

PAKKEPRIS 38.614,- **32.800,-**

OsstellConnect

Mulighet for å følge implantatets stabilitet over tid og derved kunne fastslå den optimale tid for protetikk. Kommuniser din behandlingsplan på en pedagogisk og lettfattelig måte for pasienten for økt aksept og forståelse for behandlingen. Skriv ut automatisk genererte rapporter etter fullført behandling for forbedret kommunikasjon med henvisende tannlege og pasient.



Kirurgi og Implantat

Implantmed Plus SI-1023 & Piezomed Modul

- › Kompakt kirurgisk motor med eller uten lys
- › Automatisk dreiemomentkontroll: 5- 80 Ncm
- › Utmerket kuttepresisjon med Piezoinstrumenter
- › Komplett digital dokumentasjon
- › Trådløs fotkontroll
- › Modularitet: plug-and-play Piezomed Modul
- › To teknologier i en enhet



..... Piezomed Plus Modul

- › Implantmed, Piezomed Plus Modul og trådløs fotkontroll – Alt på et sted
- › Fleksibel og ergonomisk arbeidsposisjon
- › Begge enhetene styres med en fotkontroll

..... Implantmed Plus SI-1023

..... Trådløs fotkontroll

Implantmed cart

16.585,- 13.200,-



Minimalt invasiv behandling med minimalt bentap



Flere bruksområder



B6 - Et skarpt redskap



Implantmed Plus

Implantmed Plus SI-1023

Kan oppgraderes med følgende tilbehør:

- › Trådløs fotkontroll 4.500,-
- › LED 4.500,-

KAMPANJEPRIS

51.555,- **43.800,-**

Piezomed Plus Modul

Modul med lys, 1,8 m Kabel, Piezomed
Instrument B6

PAKKE PRIS

71.625,- **60.890,-**



Instrumentkit "Bone"
REF. 07173100

Instrumentkit "Sinus"
REF. 07173200



Instrumentkit "Endo"
REF. 07173300



Instrumentkit "Implant/crestal P"
REF. 07997110

Hygiene

Sterilforpakning

Perfekt forsegling på 2 sekunder

- › Patentert dobbeltrullsholder som også kan veggmonteres
- › Forseglingsbredde på 12 mm
- › Sveising uten risiko for å brenne posen
- › Transparent skjærevals med integrert arbeidsflate
- › Lagre data for å generere forseglingsrapporter (SealVal²)
- › Brukervennlig berøringsskjerm med intuitivt brukergrensesnitt (Seal Val2)

SealVal²


Foliesveis med valideringsfunksjon

20.104,- **16.100,-**

Seal²

Foliesveis uten valideringsfunksjon

11.458,- **9.200,-**



NYHET



EliReel Ruller

EliReel 5,5 cm X 200 m	250,-
EliReel 7,5 cm X 200 m	200,-
EliReel 10 cm X 200 m	338,-
EliReel 10 cm X 200 m	270,-
EliReel 15 cm X 200 m	463,-
EliReel 15 cm X 200 m	370,-
EliReel 20 cm X 200 m	688,-
EliReel 20 cm X 200 m	550,-
EliReel 25 cm X 200 m	925,-
EliReel 25 cm X 200 m	740,-
EliReel 30 cm X 200 m	1.163,-
EliReel 30 cm X 200 m	930,-
EliReel 30 cm X 200 m	1.388,-
EliReel 30 cm X 200 m	1.110,-



Hygiene

Assistina Twin

- › Smøring uten ventetid - 10 sekunder
- › Perfekt smøring før autoklavering
- › To kamre bruker vekselvis for økt effektivitet
- › Lavt forbruk - ett sett med væsker er nok til 2800 instrumenter
- › Stort utvalg av adaptere



Assistina Twin,
1 stk. Quick ISO-Adaptere + 1 stk. RM Adaptere

PAKET 41.528,- **33.200,-**



Assistina One

Perfekt forbehandling før autoklavering

- › Smører og renser på 18 sekunder
- › Bare et knappetrykk
- › Smidig og enkel håndtering av smøre og rensevesker
- › Luftdrevet - Utrolig pålitelig
- › Stort utvalg adaptere

Assistina One,
1 stk. Quick ISO-Adapter + 1 stk. RM Adaptere

PAKET 23.078,- **18.500,-**



Hygiene Lisa

Premium

- › Interaktivt display med et oversiktlig og lekkert grensesnitt. Instruksjonsvideoer direkte på skjermen
- › Programtid fra 13 minutter
- › Sporbarhet direkte på skjermen
- › Spar tid – La Lisa utføre vakuum og Helixtester utenfor arbeidstid. Kvitteres direkte på skjermen.
- › Lisa tilpasser hver syklus til det utstyret som skal Steriliseres. Spar tid, penger og bra for miljøet.
- › Service etter 4000 sykluser - ingen årlige service Spar tusenlapper - regn selv ut hvor lang tid det tar for deres klinikk å komme opp til 4000 sykluser!
- › **NY** Enkel sporbarhetog kontroll av hver syklus via bl.a. ny app. Utstyrt med WIFI

Kan leveres med 17 og 22 liters kammer

Plass til 5 brikker eller 3 kassetter

App til Lisa autoklav - ikke et must, men en praktisk og moderne måte å bruke dagens teknologi på.

- › Administrerer EliTrace-data via mobilapp Lag data for EliTrace via Lisa Mobile App
- › Følg syklusen i sanntid Overvåk opptil 4 autoklaver i sanntid
- › Ekstra sikkerhetskopiering All informasjon fra syklusen lagres, innebærer en ekstra back-up samt mulighet for å hente historikk
- › Strekkodeskanner Appen kan lese strekkoder skrevet ut av LisaSafe. Strekkoden kan leses med telefonens kamera.
- › Redigering av brukere Administrer brukere direkte på telefonen. Oppdateringen skjer automatisk i autoklaven.



Lisa 17 inkl. multidem

PAKKEPRIS

105.800,-

Kontaktinfo Dentaldepot: Dental Sør

Hygien Lara

Standard

- › Brukervennlig
- › Stillestående i drift
- › Kan vokse med dine behov på klinikken gjennom oppgradering som raskere program og sporbarhet
- › Programinformasjon lagres automatisk på USB
- › Ergonomisk design
- › Programmerbar start
- › Automatisk vannpåfylling
- › Service på 4000 syklusintervaller - ikke årlig
- Spar tusenvis – beregne selv hvor lang tid det tar før klinikken din nærmer seg 4000 kjøringer

Syklustiden for en gjennomsnittslast (2kg) er 38 minutter

Finns med 17 och 22 liters kammarer

Plats för 5 brickor eller 3 kassetter



Lara 17 inkl. multidem

PAKKEPRIS

88.500,-

Kontaktinfo Dentaldepot: Dental Sør og Jacobsen Dental

Hygiene

Lina

Basic

- › Programinformasjon lagres automatisk på USB
- › Stillegående i drift
- › Automatisk vannpåfylling
- › Brukervennlig
- › Programmerbar start
- › Kan oppgraderes etter klinikkkens behov
- › Service på 4000 kjøreintervaller - ikke årlig
Spar tusenvis – beregne selv hvor lang tid det tar før klinikken din nærmer seg 4000 kjøringer

Syklustiden for en gjennomsnittslast (2kg) er 45 minutter

Finns med 17 och 22 liters kammarer

Plats för 5 brickor eller 3 kassetter



Lina 17 inkl. multidem

PAKKEPRIS

65.900,-

Kontaktinfo Dentaldepot: Tonne Dental

Hygiene DAC

*“Kun vann, olje og varme.”
Bedre for miljøet!*

For optimal fly på sterilen

- › Kun vann, olje og varme!
- › 6 vaskede, smurte og steriliserte instrumenter på 21 minutter. Inkludert 5 minutters tørking og nedkjøling
- › Forenkler håndteringen av turbiner og vinkelstykker
- › DAC Universal er en effektiv og rask maskin som sparer både tid og penger
- › Tar vare på instrumentene dine på best mulig måte. Dette forlenger levetiden
- › Oppgradert, tydelig og lettnavigert touchdisplay

Prosessen innebærer (standardmagasin):



Innwendig vask



Smøring



Utvendig vask



Sterilisering



Avkjøling



Standardmagasin



Flexmagasin

Pakke

DAC inkludert standardmagasin med 6
adaptere samt Nitradem vannfilter

PAKKEPRIS

99.000,-



Alt du trenger til IPR behandling

For Ortodonti og generell etterbehandling

- › Åpen rotasjon – eller fiksert posisjon
- › Interproximal reduksjon med Ortho-strips
- › Slaglengde 0,9 mm
- › 20.000 bevegelser på en standardmotor
- › Intern kjøling
- › Vinkelstykke levereres med eller uten lys
- › 24 månders garanti på vinkelstykket



OST400Set01/06 Kassett med 6st orto strips

Ekstra strips, 3-pack, velg størrelse eller boks med refill:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| › OS 08 ● 15 ● 25 ○ 40 ● 60 ● 80 ● | Kampanjepris 1.080 kr/fp. |
| › SET 01 inkl. ask, 6st | Kampanjepris 2.000 kr/fp. |
| › SET 02 inkl. ask, 6st | Kampanjepris 2.000 kr/fp. |



Ortho strips system



Pakkepris

Håndstykke WG-69 A inkludert distansemåler
og kassett med strips OST400Set01/6

PAKKEPRIS

+3.500,- 10.500,-