

HEKA⁺ Pasientstol

Nordisk DNA - designet for deg



Design og patentsøkt

HEKA⁺ pasientstol

- Det er mer enn bare et stilig møbel, det er et uttrykk for det danske begrepet "hygge" og skaper en følelse av trygghet, avslapping og komfort for både pasienter og behandlingsteam.



Når pasienten går fra sittende til liggende, beveger stolen seg i en jevn og jevn bevegelse som er utformet for å støtte kroppens naturlige anatomi, spesielt forholdet mellom rygg og nakke.

Dette oppnås ved hjelp av en innovativ, patentert ryggstøttemekanisme som justeres dynamisk gjennom hele bevegelsen.

HEKA⁺ Pasientstol

For å gjøre det enklere for pasientene å komme seg inn og ut av stolen, felles fotstøtten automatisk ned 90 grader når ryggen heves.

En funksjon som også gir optimale muligheter for ansikt-til-ansikt-posisjonering mellom pasient og behandler.



Den slanke og smale ryggen gir behandlingsteamet best mulig tilgang til pasienten, mens stolens kompakte design og store høydeforskyvning sikrer ergonomiske arbeidsstillinger for både 2-hånds- og 4-håndsbehandlinger.



Ryggbevegelseskurven tilpasser seg hver enkelt pasient med tre forhåndsprogrammerte innstillinger. Og siden pasienter ikke er "one-size-fits-all", kan ryggen ytterligere justeres manuelt.



Ergo-sugefotbryteren gjør at du kan stoppe sugingen med et lett trykk, noe som minimerer unødvendige bevegelser og reduserer belastningen på begge



Stolens løftemekanisme opprettholder en jevn avstand mellom nakkestøtten og skap eller skuffer i arbeidsområdet bak stolen - fra sittende til stående behandling. Dermed slipper man å justere posisjonen til operasjonslyset og mikroskopet.

Enten du står eller sitter, støtter HEKA+ pasientstolen en ideell ergonomisk arbeidsstilling. Dette er viktig fordi du kan kjenne igjen når du jobber i riktig posisjon - både i kroppen og i tankene.



Som et alternativ kan skaarmen med assistentelementet monteres direkte på pasientstolen.

Dette sikrer optimal posisjonering for både to- og firehånds-behandlinger, og gjør det enkelt å bytte mellom høyre- og vnestrehånds-behandlinger.

HEKA S+



I kombinasjon med behandlingsenhetene våre skaper HEKA+ pasientstolen et optimalt arbeidsområde for en smidig og fleksibel behandlingsflyt som både pasienten og behandlingsteamet vil dra nytte av hver dag.

*Ved tilkobling til HEKA behandlingsenheter overføres individuelle brukere og deres behandlingsposisjoner automatisk til pasientstolen.



HEKA I+



HEKA G+

Gjør HEKA+ Pasientstolen til din helt egen



Det finnes mange tilpasningsmuligheter, og det utvikles stadig flere.

Velg mellom en rekke funksjoner og konfigurasjoner for å øke komforten og effektiviteten, og sørg for at den passer perfekt til klinikken og innredningen.



I den frittstående versjonen er opptil seks individuelle terapeuter tilgjengelige for opptil fire tilpassede behandlingsposisjoner.

Ved tilkobling til HEKA+ behandlingenheter overføres de enkelte terapeutene og deres behandlingsposisjoner til pasientstolen.

Møbeltrekk og farger

Pasientstolen leveres med **Comfort-polstring** som standard. For ekstra komfort tilbyr vi også **Comfort Premium**, med minnepolstring som tilpasser seg kroppen og føles supermyk, slik at pasientene kan slappe av selv under lange behandlinger.



Den øvre overflaten er tilgjengelig i tre varianter:

Fargene på møbeltrekkene oppdateres kontinuerlig. Bruk derfor nettstedet vårt til å velge farger for å være sikker på at du får den fargen du ønsker. Ønsker er tilgjengelige.



Horizontal posisjon



Lett avtakbar pute Armlen - opptil to stykker



Dobbelt justerbar nakkestøtte



Teleskoparm montert på stolen



Opp til tre styrespaker Opphengsbrakett for fotkontroll



Ergosug



Flere nye alternativer kommer i 2025

Pasientstolen er utformet med avansert teknologi og ergonomiske egenskaper som sikrer optimal komfort og fleksibilitet for både pasient og pleier.



Funksjoner og alternativer:

- : Tre elektriske motorer
- Godkjent opp til 200 kg
- : Høye heiser for stående behandling
- : Horizontal posisjon
- Trendelenburg-stilling
- : Dobbel justerbar hodestøtte
- : Én styrespak (opptil tre styrespaker er mulig)

- : Armlnn - høyre og/eller venstre, svingbar
- : Montering av sugeteleskoparmen på stolen
- : Opphengsbrakett for fotkontroll

Tilvalg tilgjengelig fra senere i 2025:

- Mobilt sett
- : Stor hodestøtte med hull



Bio Balance

Basert på materialer som er laget av 80 % naturlige og resirkulerbare råmaterialer. 100 % CO(2)-nøytral energi brukes i produksjonen av overflatematerialet, noe som reduserer det totale det økologiske fotavtrykket.

BB-001 Te bær	BB-003 Merlot	BB-004 Marsala	BB-006 Rose	BB-015 Olivengrønn
BB-020 Salvie	BB-023 Atoll	BB-025 Steinblå	BB-032 Aske	BB-033 Gobi
BB-034 Betong	BB-037 Antracitt Bio	BB-038 Svart		

Alkoholresistent

Mattoverflater som kan rengjøres med alkoholbaserte rengjøringsmidler som isopropanol eller etanol, noe som sikrer optimal hygiene.

AR-002 Kirsebær	AR-011 Sol	AR-016 Dusty Olive	AR-017 Kalk	AR-022 Deep Sea
AR-029 Hvit	AR-030 Perle	AR-031 Kastanje	AR-036 Antrasitt	AR-039 Svart

Trendfarger

Passer til behandlingsrom der fargen er viktig for å skape en behagelig atmosfære.

TC-007 Cyclame	TC-008 Orkidé	TC-009 Lilla	TC-013 Karneol	TC-014 Orange sol
TC-018 Eplegrønn	TC-019 Aqua	TC-021 Havet	TC-026 Blå	TC-027 Delfin

HEKA

DENTAL⁺

Designet og produsert på vår egen fabrikk i Danmark.

Vi er stolte over å kunne dele denne videoen, som er filmet i våre moderne kontor- og produksjonslokaler i Danmark.

Videoen viser innovasjonen, håndverket og lidenskapen som ligger bak hvert eneste Heka Dental-produkt.

Ta en titt bak kulissene i våre moderne fasiliteter, og oppdag hvordan vi former fremtidens tannbehandling med løsninger som er skreddersydd for dine behov.



HEKA
Fabrikkomvisning

Vi tenker på de neste generasjonene

Heka Dental bidrar til å minimere miljøpåvirkningen gjennom den lange levetiden til behandlingsenhetene våre, ettersom miljøpåvirkningen reduseres gjennom produktenes levetid.

Vi bruker aluminium som har en livssyklus som svært få metaller kan matche, og vi bruker resirkulerbart aluminium.

I den nye HEKA⁺ pasientstol har vi gjennom bruk av aluminium som er produsert med betydelig lavere energiforbruk, samt endringer i andre materialer og konstruksjon, oppnådd en reduksjon i pasientstolens miljøpåvirkning på over 40 % sammenlignet med den forrige pasientstolen.

Gjennom våre leverandører arbeider vi kontinuerlig med å redusere energibehovet i produksjonen ved å finne bedre alternativer til transport, og spesielt i vår utvikling og design arbeider vi med løsninger som gjør at produktene i større grad kan resirkuleres.

Design og patentsøkt.
Med forbehold om endringer og trykkfeil samt fargenyanser.
31820 - 3/2025

Heka Dental A/S
Litauen Alle 4
2630 Taastrup,
Danmark
T: +45 4332 0990
M: info@heka-dental.dk
heka-dental.dk



Hjemmeside



Facebook-side



LinkedIn



Instagram