



Miele

Fra ekspertene innen hygiene.

Til ekspertene
innen dental.

ExpertLine – vår nye produktserie
for pålitelig klargjøring av instrumentene dine.

Miele Professional. Immer Besser.

ExpertLine



Sikkerhet
i praksis.
I hver klinikk.
Med ExpertLine.

Miele



For et bredt utvalg av
**dental-
instrumenter**


Testet for

15 000

driftstimer



Glassdør med innvendig belysning*



Infeksjonskontroll med pålitelig kvalitet.

De nye ExpertLine-maskinene oppnår det høyeste nivået av hygiene takket være design og allsidige programmer.

Reservedeler fås kjøpt i inntil

15 år

etter at maskinen har gått ut av produksjon.



Bærekraftig

takket være smart bruk av ressurser og skreddersydde programmer.

Intuitiv og rask touchbetjening



**Tørkealternativer
egnet for alle
bruksområder:**

ekspertene våre tilbyr ulike alternativer, fra AutoOpen-funksjonen til DryPlus varmluftstørking.

Digital nettverkstilkobling takket være



**Miele MOVE
Connect**

Suveren og effektiv rengjørings- og desinfeksjonsytelse med høy kapasitet.

Spyletrykket tilpasser seg automatisk til ulike rengjøringsbehov – fra fjerning av hardtsittende smuss til jevn skylling av rengjorte gjenstander.



Les mer om
ExpertLine
[www.miele.no/
pro/expertline-dental](http://www.miele.no/pro/expertline-dental)

* alternativ

Effektivitet for alle team.

Oppdag effektiviteten ved instrumentbehandlingen med ExpertLine og oppnå bedre hygiene i klinikken din.

Intuitiv betjening

Det intuitive touchdisplayet i farger gir hurtigtilgang til favorittprogrammene. Den gir deg også mulighet til å justere individuelle innstillinger og vise status for programmet på en oversiktlig og brukervennlig måte.

Perfekt støtte

Ved behov kan du få intuitiv hjelp i displayet til å utføre oppgaver som å skifte filter eller rengjøre deler. Dette reduserer nedetiden og sikrer smidig betjening.

Smart vask og desinfeksjon

Vaskekammeret uten sveisesømmer sikrer et hygienisk interiør, slik at du unngår smussdannelse. Ulike sensorer overvåker funksjonen til spylearmene og vanntrykket. Filtre med flere lag gir større sikkerhet og mye mer – ExpertLine tilbyr ekspertise ned til minste detalj.

Hold et øye med alt som skjer

Takket være kammerbelysningen og glassdøren (opsjon) er det enda enklere å overvåke rengjørings- og desinfeksjonsprosessen, og det er oversiktlig og enkelt å laste inn i maskinen.





Miele

Allmenn tannmedisin




Fleksibilitet for alle team.

Det modulære konseptet med kurver tilbyr full fleksibilitet for å dekke dine behov. Innsatser og kurver som er utviklet spesielt for ulike fagområder, muliggjør grundig desinfeksjon av alle typer instrumenter. ExpertLine tilbyr også flere tørkealternativer, fra AutoOpen-funksjon til DryPlus varmluftstørking.

Implantologi og oral og maxillofacial kirurgi



Kjeveortopedi



Et bærekraftig tilskudd til teamet ditt.

For oss er holdbarhet ikke bare et ord. Derfor er ExpertLine testet for **15 000 driftstimer**. Tilgangen på reservedeler sikrer også reparasjoner **opptil 15 år** etter at serien har gått ut av produksjon.

Økonomiske programmer som er utviklet for ulike bruksområder, korte programtider og ressursbesparende teknologier – alt dette gjør at du sparer vann, strøm og prosesskjemi, og skåner miljøet.

En internasjonal og digital ressurs.

Det enkle språkvalget gjør ExpertLine-modellene til dine internasjonale eksperter i teamet. Veiledningssekvenser i displayet, er med på å sikre en smidig prosess.

Takket være nettverkstilkoblingen til Miele MOVE Connect kan maskindata ses når som helst, fra hvilken som helst enhet, og arbeidsflyten kan optimaliseres. Du har også tilgang til maskinoppdateringer og får evalueringer av rengjøringsprosessen. For direkte servicestøtte finnes det også et grensesnitt som kan overføre viktig informasjon til kundeservice, slik at du kan spare tid og krefter.



Møt ekspertene innen hygiene.

Alle ekspertene tilbyr maksimal effektivitet takket være høy kapasitet og ressursbesparende rengjørings-effekt med følgende høydepunkter:



Stort, intuitivt
touchdisplay i farger




Flytende dosering
med nivågjenkjenning (opsjon)



Omfattende
programpakke



Full nettverkstilkobling:
WiFi som standard, LAN som opsjon



Kammerbelysning for enda
enklere innsetting



Lær mer om
ExpertLine
[www.miele.no/
pro/expertline-dental](http://www.miele.no/pro/expertline-dental)



ExpertLine PWD 8682 med EcoDry-teknologi for tørking og mulighet for glassdør

Vår EcoDry-teknologi har AutoOpen-funksjon, som gjør at restfuktigheten fordamper ved programslutt, slik at instrumentene avkjøles raskere og dermed kan tas ut raskt. Modellen med glassdør gjør det også enkelt å overvåke rengjørings- og desinfeksjonsprosessen.

ExpertLine PWD 8692 med DryPlus varmluftstørking for de beste tørkeresultatene

Vår DryPlus varmluftstørking sikrer de beste tørkeresultatene. Her sørger AutoOpen-funksjonen for raskere tørking og dermed raskere avkjøling av instrumentene.




Miele 360PRO

Den omfattende systemløsningen.

Presisjon er et ansvar. Det er det som driver oss.

Vi vet at hygiene spiller en viktig rolle i tannhelsetjenesten. For å gi deg best mulig støtte, tilbyr vi 360PRO. Vårt omfattende system med perfekt koordinerte løsninger fra ett og samme sted. Fra planlegging til bærekraft, fra komponenter til nettverkstilkobling, fra prosesskjemi til vedlikehold, med de optimale maskinene: Vi er der for deg, slik at du kan konsentrere deg fullt og helt om pasientene dine.



Mer om Miele 360PRO
www.miele.no/pro/dental



Slik at du er fullt beskyttet.

Vår service kalles PROtect og kombinerer omfattende tjenester, maksimal budsjettstyring og en smidig forsyning av reservedeler. Vi gir deg gjennomslutning og bransjespesifikk rådgivning, koordinerer avtaler og garanterer tilgjengelige reservedeler – selv 15 år etter at maskinen har gått ut av produksjon.



Mer om PROtect
www.miele.no/pro/protect

Miele

Bærekraftig tilnærming, prisbelønnet design.

Bra for teamet ditt. Enda bedre for planeten.

Helt siden 1899 har «Immer Besser», alltid bedre, vært vårt motto. Det driver oss til å være bedre i morgen enn vi var i går. Det motiverer oss hver dag til å utvikle bedre og smartere enheter. ExpertLine setter også nye standarder når det gjelder bærekraft. For eksempel ved at reservedeler er tilgjengelige opptil 15 år etter at maskinen har gått ut av produksjon, med lavere driftskostnader og et bærekraftig fotavtrykk, og en levetid som er testet for 15 000 driftstimer. ExpertLine er også utstyrt med en digital bruksanvisning som et avfallsfritt alternativ.

Mieles ExpertLine er den stolte vinneren av iF Design Award 2024.

«Vi er veldig glade for å motta denne prisen nok en gang, noe som understreker våre førsteklases standarder når det gjelder estetikk og design.»

Andreas Enslin, visepresident i Miele Design Center





Ingenting kan erstatte **personlig kontakt.**

Ta gjerne kontakt med oss for å finne ut mer om ExpertLine –
bare ring oss eller bruk kontaktskjemaet på nettsiden vår.

Telefon: 67 17 34 40

Mandag – fredag: 08:00 – 16:00



Mer om Miele ExpertLine
og kontaktperson

**[www.miele.no/
pro/expertline-dental](http://www.miele.no/pro/expertline-dental)**